




Electrical Conductivity Measurement Cell for Gel and Liquid



セル内部の電極間の距離をスペーサー等により設定、距離を一定に保ち、セル内部を密閉にすることにより、液体及びゲルの電気伝導度の測定を行うためのセルです。

O リング等のシール部材質はご指定頂けます。

Model No. **ECM-CELL-SUS**

CONTACT
EAGER CORPORATION
3-1-1 MAZE TADAOKA-CHO SENBOKU-GUN
ZIP:595-0804 OSAKA JAPAN
PHONE:0725-33-5666 FAX:0725-32-6660
<http://www.eagercorp.biz/> info@eagercorp.biz